

## 採取容器変更のお知らせ



謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記検査項目におきまして、採取容器の変更につきましてご案内いたします。  
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

### 記

【実施日】 2020年11月2日(月) ご依頼分より

### 【変更項目】

掲載頁	項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考
32	648	便中ヒトヘモグロビン	容器 保存 検体量	<p>36 冷暗所</p>  <p>1回目 2回目 青ラベル 赤ラベル</p> <p>室温 保存液 ヒトヘモグロビン、 大腸癌検診</p>	<p>34or36 冷暗所 便拇指頭大</p>  <p>1回目 2回目 青ラベル 赤ラベル</p> <p>室温 室温 保存液 糞便検査、 その他</p>	<p>便のままでご提出いただいた検体では、時間経過と共にヘモグロビン量の低下が進んでいきますので、陰性化を回避するためにも専用容器でのご提出に変更させていただきます。</p>



一般社団法人

福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 TEL(092)852-1506 FAX(092)852-1511

【変更項目】

掲載頁	項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考
127	442	ABO式血液型	容器 検体量	②-B 血液 5.0	② 血液 3.0	必ず専用容器をご使用ください。 他の検査との重複依頼は避けて下さい。
	443	Rh式血液型		②-B 	② 	
	312	直接クームス試験		5mL	3mL	
	531 ～ 539	クロスマッチ				

【210ページよりの専用容器覧の変更】

新	現
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid #0056b3; border-radius: 5px; margin-bottom: 5px;">②</p> <p style="text-align: center;">血液用真空採血管</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  <p>3mL</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>②-B</p>  <p>5mL</p> </div> </div> <p style="text-align: center; background-color: #ffffcc;">室温 1年有効</p> <p style="text-align: center; background-color: #92d050;">EDTA-2K</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div>② 血液検査、 その他</div> <div>②-B 不規則抗体、 間接クームス 直接クームス、 血液型、</div> </div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid #0056b3; border-radius: 5px; margin-bottom: 5px;">②0</p> <p style="text-align: center;">ポリスピッツ (尿専用)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center; background-color: #ffffcc;">室温</p> <p style="text-align: center; background-color: #92d050;">室温</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">尿検査、 細菌検査 妊娠反応、 その他</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid #0056b3; border-radius: 5px; margin-bottom: 5px;">②</p> <p style="text-align: center;">血液用真空採血管</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  <p>3mL</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>②-B</p>  <p>5mL</p> </div> </div> <p style="text-align: center; background-color: #ffffcc;">室温 1年有効</p> <p style="text-align: center; background-color: #92d050;">EDTA-2K</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div>② 血液検査、 直接クームス、 血液型、 その他</div> <div>②-B 不規則抗体、 間接クームス</div> </div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid #0056b3; border-radius: 5px; margin-bottom: 5px;">②0</p> <p style="text-align: center;">滅菌尿用スピッツ</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center; background-color: #ffffcc; color: red; font-size: 2em; font-weight: bold;">廃止</p> <p style="text-align: center; background-color: #92d050;">室温</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">尿検査、 細菌検査、 妊娠反応、 その他</p> </div> </div>

② 検査項目覧の変更

②0 容器および容器名称変更 緑キャップ滅菌尿用スピッツより青キャップポリスピッツ (尿専用)