

# INFORMATION

No.2021.02  
2021年4月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記の検査項目におきまして、容器を凍結、冷蔵した状態で何らかの衝撃を加えた場合、ごく稀に容器が破損する事が判明しました。保存温度室温にて検証をおこなったところ、容器破損リスクを軽減することが確認できましたので、保存温度を変更させていただきたくご案内いたします。  
何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

■ 実施日 2021年5月1日(土) ご依頼分より

■ 変更項目

検査項目一覧 掲載頁	項目 コード	検査項目	容器	変更内容	新	現
113	1115	クラミジア・トラコマテチス 核酸同定(PCR) (うがい液)	74	保存 (※)	室温	冷蔵
113	1114	クラミジア・トラコマテチス 核酸同定(PCR) (初尿)				
115	1118	淋菌核酸同定(PCR) (うがい液)				
115	1117	淋菌核酸同定(PCR) (男性初尿)				
116	1168	淋菌およびクラミジア・トラコマチス 同時核酸同定 (PCR) (うがい液)				
116	1128	淋菌およびクラミジア・トラコマチス 同時核酸同定 (PCR) (初尿)				
113	1113	クラミジア・トラコマチス核酸同定(PCR) (泌尿器 子宮頸部 咽頭分泌物)	73			
115	1116	淋菌核酸同定(PCR) (泌尿器 子宮頸部 咽頭分泌物)				
116	1108	淋菌およびクラミジア・トラコマチス 同時核酸同定 (PCR) (泌尿器 子宮頸部 咽頭分泌物)				

(※) 保存：ご提出いただく検体の保存条件です。保存安定性は室温 28 日です。

## 専用容器の変更

番 号	(74)	
名 称	クラミジア・淋菌リアルタイムPCR用（尿・うがい）	
	新	現
容 器		

※ (73) クラミジア・淋菌リアルタイムPCR用（スワブ）の容器変更はありません。



一般社団法人

福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 TEL(092)852-1506 FAX(092)852-1511