

検査の手引き掲載頁	項目コード	検査項目	変更箇所	新	現行
未掲載	3326	リゾチーム	検体量	血清 0.5ml	血清 0.3ml
			基準値	5.0 ~ 10.2 µg/ml	3.4 ~ 8.6 µg/ml
			所要日数	5~7日	4~7日
46	3393	CK - MB (免疫阻害UV法)	基準値	25 以下 U/l	4 ~ 21 U/l
			所要日数	5~7日	4~6日
46	3351	ミトコンドリア AST	検体量	血清 0.8ml	血清 0.5ml
			基準値	7 以下	6 以下
			単位	IU/l/37	U/l
			所要日数	5~7日	4~5日
未掲載	2731	クレアチン	検体量	血清 0.5ml	血清 0.4ml
			基準値	0.3 ~ 1.2 mg/dl	0.4 ~ 0.8 mg/dl
			所要日数	5~6日	4~5日
未掲載	2732	クレアチン (尿)	基準値	mg/day M : 170 以下 F : 290 以下	mg/day 8 ~ 204
			所要日数	5~6日	4~5日
58	2895	ヒアルロン酸 (胸水)	検体量	胸水 0.4ml	胸水 1.0ml
			検査方法	ラテックス凝集免疫比濁法	電気泳動法
			単位	ng/ml	µg/ml
			下限値	900 以下	10 以下
			所要日数	5~7日	5~11日
58	3081	乳酸	検体量	除蛋白上清 0.4ml	除蛋白上清 0.5ml
			容器	(最終ページをご参照ください)	(最終ページをご参照ください)
			基準値	3.0 ~ 17.0 mg/dl	4.0 ~ 19.2 mg/dl
			下限値	0.0	0.1 以下
			所要日数	5~7日	4~9日
			備考	採血後、直ちに正確に血液 1.0mlを専用容器に加え、十分攪拌後、3000rpm 5分間遠心分離し、その上清液をご提出ください。	専用容器に血液を1滴ずつ混和しながら計1ml滴下し、遠心分離して上清を凍結にてご提出下さい。
58	3095	ビルビン酸	検体量	除蛋白上清 0.4ml	除蛋白上清 0.5ml
			容器	(最終ページをご参照ください)	(最終ページをご参照ください)
			基準値	0.30 ~ 0.94 mg/dl	0.3 ~ 0.9 mg/dl
			下限値	0.00	0.10 以下
			所要日数	5~7日	4~9日
			備考	採血後、直ちに正確に血液 1.0mlを専用容器に加え、十分攪拌後、3000rpm 5分間遠心分離し、その上清液をご提出下さい。	専用容器に血液を1滴ずつ混和しながら計1ml滴下し、遠心分離して上清を凍結にてご提出下さい。