

検査の手引き掲載頁	項目コード	検査項目	変更箇所	新	現行
62	3402	ビタミン B1	検体量	EDTA加血液 1.0ml	EDTA加血液 2.0ml
			基準値	20 ~ 50 ng/ml	23.8 ~ 45.9 ng/ml
			所要日数	6 ~ 8日	7 ~ 12日
62	3403	ビタミン B2	検体量	EDTA加血液 0.5ml	EDTA加血液 2.0ml
			保存方法	遮光・絶凍	絶凍
			基準値	66.1 ~ 111.4 ng/ml	65.1 ~ 137.6 ng/ml
			下限値	5.0 以下	10 以下
			報告形式	小数第1位	整数
			所要日数	6 ~ 8日	6 ~ 11日
62	3407	ビタミン C アスコルビン酸	検体量	除蛋白上清 0.5ml	血清 1.5ml
			容器		注 自家調整
			保存方法	遮光・絶凍	絶凍
			基準値	5.5 ~ 16.8 µg/ml	1.9 ~ 15.0 µg/ml
			所要日数	7 ~ 11日	5 ~ 11日
			備考	正確に血清 0.5mlを専用容器に加え、混和後、遠心分離し、その上清を遮光・凍結にてご提出下さい。	シュウ酸1mg入り容器に血液8mlを採取し、混和後、遠心分離、血清を凍結にて直ちにご提出下さい。
62	3411	ビタミン E	基準値	0.75 ~ 1.41	7 ~ 17
			単位	mg/dl	µg/ml
			下限値	0.10 以下	1 以下
			報告形式	小数第2位	整数
			所要日数	7 ~ 11日	4 ~ 10日
60	3462	亜鉛	検体量	血清 1.0ml	血清 0.5ml
			基準値	65 ~ 110 µg/dl	57 ~ 117 µg/dl
			下限値	0	5 以下
			所要日数	5 ~ 7日	4 ~ 10日
60	3461	アルミニウム	基準値	0.9 以下 µg/dl	1.0 以下 µg/dl
			下限値	0.3 以下	0.1 以下
			所要日数	6 ~ 7日	4 ~ 10日
60	3464	セレン	検体量	ヘパリン加血液 0.5ml	ヘパリン加血液 2.0ml
			基準値	15.5 ~ 27.0 µg/dl	(参考値) 18 ~ 40 µg/dl
			下限値	2.0 以下	1.0 以下
			所要日数	7 ~ 12日	5 ~ 10日