

急患診療センターの受診の流れについて

- ① 来院されたら、玄関前に椅子を準備しておりますので、順番にお待ちください。
- ② 看護師が、玄関前で症状などの確認をします。
- ③ 次の項目より当てはまる症状があれば、簡易キットによる新型コロナ抗原検査とインフルエンザ抗原検査を実施します。
 - ※患者さんご自身で採取していただきます。
 - ※症状に当てはまらない方は検査の対象とはなりません。
 - ※外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科を受診の場合は、看護師が別途症状などを確認しますので、指示に従ってください。

＜症状の確認事項＞ ※一つでも当てはまる方は検査の対象です。

（内科・中学生以上）

- ・周囲(職場・学校等)に新型コロナウイルス感染症と診断された、若しくは同感染症が疑われる人がいる
- ・本人または家族に 37.5 度以上の発熱がある
- ・本人または家族にせき、たん、息苦しさなどの呼吸器症状（風邪症状）の人がいる
- ・自覚症状として、においの異常(嗅覚障害)や味の異常（味覚障害）がある

（小児科・中学生未満）

- ・本人（就園・就学児）または家族に 37.5℃以上の発熱やせき・たん・息苦しさ等呼吸器症状(風邪症状)がある
- ・2週間以内に、通園・通学施設・周辺に新型コロナウイルス感染症と診断された、もしくは同感染症疑いの人がいる。

- ④ 検査の対象となる方は、保険証・医療証をお預かりします。

「診察希望者情報（エントリーシート）」を記入し、保険証・医療証とエントリーシートを看護師にお渡しください。

その際、検査キット一式をお渡ししますので、自家用車で来院の場合はお車で、公共交通機関を利用・徒歩などで来院の場合は、館外のプレハブの待合室にて「診察申込書」を記入のうえ、検体を採取してください。

- ⑤ 検体を採取しましたら、検査キット一式をビニール袋に入れて玄関前の看護師にお渡しください。その際、保険証・医療証をお返しし、案内用の番号札をお渡しします。次に診察を行いますので、それまでお車・プレハブ待合室にてお待ちください。診察の順番が来ましたら、携帯に連絡しますので、指示に従ってください。


- ⑥ 診察が終わりましたら、お薬と会計の準備をしますので、それまでお車・プレハブ待合室にてお待ちください。お薬と会計の準備が出来ましたら、携帯に連絡しますので、指示に従ってください。

- ⑦ お薬の説明と会計をします。（診察終了です。）


鼻腔ぬぐい液を採取される方へ

【ご注意】当検査は迅速診断であり結果を100%保証するものではありません。

【採取方法】①綿棒の準備



●鼻腔ぬぐい液の場合



【採取方法】②検体を採取する

- 1) 綿棒の軸を持ち鼻腔に挿入します。
綿棒を綿球全体が隠れる程度(約2cm)挿入する。
- 2) 鼻腔内の粘膜に綿球を押し付け軽くこする
ようにゆっくり綿棒を5回転させる。
- 3) 5秒待ち、綿球を十分に湿らせたあと、他の
部位に触れないように取り出す。
- 4) もう片方の鼻腔からも同様に採取する。

【鼻腔ぬぐい液の採取方法】

- 鼻腔用滅菌綿棒を外鼻孔から2cm程度挿入します。
- 綿棒を5回転させ、5秒程度静置し、検体を採取します。

【ご注意】被検者自身が採取する際は、鼻出血が起こりやすい部位である点にも配慮し、医療従事者の管理下で実施する*。

*新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第1版)より引用。

【採取方法】③綿棒の回収



- 1) 綿球が他の部分に触れないよう、しっかりとふたをし、横の「名前」欄にカタカナで氏名を記入し、付属のビニール袋に入れる。

【検体採取時の注意点】

- ☑ 医師または医療関係者の指示、指導のもと行ってください。
- ☑ マスクを着けたまま行ってください。口を覆ったまま、鼻が出るようにずらしします。
- ☑ 検体採取の際に出血することがあります。無理に奥まで挿入しないようご注意ください。
- ☑ くしゃみをする場合は、飛沫に注意してください。
- ☑ 異常を感じた際には、採取を中断し速やかに医師または医療関係者に相談してください。

【検査結果に影響を及ぼす要因】

- ☑ 検体量が少ない場合
→ ウイルス量が十分採取できず、陽性と判定されないことがあります。(偽陰性)
- ☑ 検体量が多い・粘り気強い場合
→ 通常とは違う反応が起き、陰性の方でも陽性と判定されることがあります。(偽陽性)
- ☑ 非特異物質が存在する場合
→ 検体中の患者様由来の成分と、キットが反応し陰性の方でも陽性と判定されることがあります。(偽陽性)

ご不明な点がございましたら、正面玄関付近の看護師スタッフにお申し付けください。